


## Abstriche zum Nachweis von Viren

**FLOQSwabs**, Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80502CS). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 770436 (100 Stück/Packung)




## Transportmedium für Abstriche zum Nachweis von Viren



**UTM-RT Transport Medium für Viren** (3 ml), Fa. Copan (Vertrieb Mast Diagnostica, Nr. 80330C). In der Uniklinik über SRM (Gesamtkatalog UKK) bestellbar: SAP-Nr. 777285 (50 Stück/Packung)

**Nach Abnahme** verbleibt der an der rot markierten Sollbruchstelle abgebrochene **Tupfer** für den Versand **im UTM-RT Transport Medium**.

Dieses Transportmedium ist für alle Viren außer HPV geeignet.



Für **Humane Papillomviren** (HPV) benutzen Sie bitte unser „**Transportmedium HPV**“ (bei uns telefonisch, per FAX oder E-Mail anforderbar).

**Diagnostik-Sekretariat** des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln  
Tel. 0221 - 478 858 03, FAX 478 858 04, virologie@uk-koeln.de